


インプラントの形状とサイズ

TSタイプ




- A: フィクスチャー部外径
- B: フィクスチャー部(スパットタイト™被覆部)
- C: アバットメント部
- D1: ねじ谷径(ストレート部)
- D2: ねじ谷径(先端部)

A	B	C	D1	D2	A	B	C	D1	D2	A	B	C	D1	D2	A	B	C	D1	D2		
3.3	8	6	2.64	1.8	3.7	10	6	2.96	2.2	4	10	6	3.2	2.4	5	10	6	4	3.2		
		8					8					8					8				
		10					10					10					10				
	12	6				12	6				12	6				12	6			12	6
		8					8					8					8				
		10					10					10					10				

(単位:mm)

TLタイプ



- A: フィクスチャー部外径
- B: フィクスチャー部(スパットタイト™被覆部)
- C: アバットメント部
- D1: ねじ谷径(ストレート部)
- D2: ねじ谷径(先端部)
- D3: カラー部外径

A	B	C	D1	D2	D3	A	B	C	D1	D2	D3	A	B	C	D1	D2	D3			
3.7	8	6	2.96	2.2	4.5	10	6	3.2	2.4	4.8	5	10	6	4	3.2	5.75				
		8					8						8				8			
		10					10						10				10			
	12	6				12	6					12	6				12	6	12	6
		8					8						8					8		
		10					10						10					10		

(単位:mm)