


























































ミュワン ツール 注文書

セット価格はウラ面へ➡

ミュワン ツール 単品価格一覧

管理医療機器 電動式歯科用インプラント手術器具 / 一般医療機器 歯科用インプラント手術器具、ピンセット、整形外科用バー

品名	説明	定価(税抜)	注文数量	承認/認証/届出番号		
 ・ミュワン フィクサーII 33  ・ミュワン フィクサーII 37  ・ミュワン フィクサーII 40  ・ミュワン フィクサーII 50	インプラントアバットメント部に装着して骨孔への埋入時に用います。37,40はレギュラーの他にロングサイズ(+5mm)があります。	各15,000円 (ロングサイズとも)	個	23B1X10001A58014		
個						
個						
個						
 ・ミュワン フィンガードライバーII	フィクサー上部に連結し、埋入時に用います。全フィクサーに共用できます。	5,000円	個	23B1X10001A58015		
 ・ミュワン フィクサーエクステンション  ・ミュワン フィクサージョイント	フィクサーに連結し、隣在歯や歯列に干渉させないようにフィクサー位置を高くし、埋入に用います。	8,500円	個	23B1X10001A58017		
 ・ミュワン 方向チェッカーII 06  ・ミュワン 方向チェッカーII 08  ・ミュワン 方向チェッカーII 10	パイロット孔形成後に骨孔の方向確認、対合歯とのクリアランスの確認に用います。	各4,000円	個	23B1X10001A58020		
個						
個						
 ・ミュワン アタッチメントホルダー  ・ミュワン アタッチメントホルダー レンチ用	インプラントアタッチメントに連結してケースから取り出し口腔内へ運び込む際に使用します。	4,000円	個	23B1X10001A58018		
 ・ミュワン フィクサーサポート L	インプラントアタッチメントに連結し口腔内に運び込み、レンチを用いて埋入できます。	9,000円	個			
 ・ミュワン インプラントサポート 33-37  ・ミュワン インプラントサポート 40-50	レンチでインプラント埋入する際に、フィクサー上部を支持して軸ブレ防止に用います。	5,500円	個	23B1X10001A58016		
 ・ミュワン インプラントサポート 33-37  ・ミュワン インプラントサポート 40-50	インプラント埋入したあと、インプラントのヘッドを保持してアタッチメントを外すのに使用します。	各14,000円	個			
ステップ型により噛み込み、芯ズレのリスクを軽減します。DLC(※)コートによりさらに切削しやすくなりました。						
 ・ミュワン HAツール DLCステップドリル 2026 S  ・ミュワン HAツール DLCステップドリル 2629 S  ・ミュワン HAツール DLCステップドリル 2932 S  ・ミュワン HAツール DLCステップドリル 3235 S  ・ミュワン HAツール DLCステップドリル 3538 S  ・ミュワン HAツール DLCステップドリル 3841 S  ・ミュワン HAツール DLCステップドリル 4145 S  ・ミュワン HAツール DLCステップドリル 4548 S	各14,000円	個	 ・ミュワン HAツール DLCステップドリル 2026 L  ・ミュワン HAツール DLCステップドリル 2629 L  ・ミュワン HAツール DLCステップドリル 2932 L  ・ミュワン HAツール DLCステップドリル 3235 L  ・ミュワン HAツール DLCステップドリル 3538 L  ・ミュワン HAツール DLCステップドリル 3841 L  ・ミュワン HAツール DLCステップドリル 4145 L  ・ミュワン HAツール DLCステップドリル 4548 L	各14,000円	個	225AKBZX00160000
個						
個						
個						
個						
個						
個						
個						
 ・ミュワン ツールII カウンタードリル 37  ・ミュワン ツールII カウンタードリル 40  ・ミュワン ツールII カウンタードリル 50	TLタイプインプラント埋入時、カラー部と干渉しないよう歯槽頂ナイフエッジを形成するのに用います。	各11,000円	個	223AFBZX00061000		
個						
個						
 ・ミュワン ツールII ドリルエクステンション  ・ドリルストッパー 2026/2629/2932  ・ドリルストッパー 3235/3538/3841  ・ドリルストッパー 4145/4548	隣在歯や歯列の干渉を避けるためドリル位置を高くしたい時に、連結して用います。	11,000円	個	—		
個						
個						
 ・ミュワン ストッパーレンチ  ・ミュワン ストッパーホルダー	ドリルストッパーを着脱する際にストッパーホルダーとともに用います。	5,000円	個	23B1X10001A58023		
 ・ミュワン ストッパーレンチ	ドリルストッパーを着脱する際にストッパーレンチとともに用います。	3,500円	個	23B1X10001A58022		
 ・ミュワン アラームゲージ φ2.8  ・ミュワン アラームゲージ φ3.2  ・ミュワン アラームゲージ φ3.5  ・ミュワン アラームゲージ φ4.5	最終ドリルでの骨孔形成後の骨孔径、深さを確認する際に用います。	各5,300円	個	23B1X10001A58004		
個						
個						
個						
 ・ミュワン サーキュラーナイフ 37  ・ミュワン サーキュラーナイフ 40  ・ミュワン サーキュラーナイフ 50	歯肉骨膜弁を円弧状に切除する際に用います。	各10,000円	個	23B1X10001A58005		
個						
個						
 ・ミュワン レンチ  ・ミュワン ドリルドライバー	フィクサーに連結し、埋入に用います。	11,000円	個	23B1X10001A58009		
 ・ミュワン ドリルドライバー	ドリルを手回しで回転させる際に用います。	13,000円	個	23B1X10001A58006		
 ・テクニカ サージカルバー 141RF/025(ラウンドバー)  ・テクニカ サージカルバー 164RF/018(リンデマンボンカッター)	埋入部位の骨面へのマーキングに用います。	5,000円	個	13B2X00094000120		
 ・テクニカ サージカルバー 164RF/018(リンデマンボンカッター)	埋入部位の皮質骨を貫通穿孔する際に用います。	4,500円	個			
 ・山ハピンセット(ハーマーハー社製) ・ドリルボックス ・ミュワン サージカルボックスII	細かい製品の把持に適しています。チタン製。	14,000円	個	23B1X10001A36002		
・ドリルボックス	ドリルなどツールを選んで滅菌することができるコンパクトなステンレス製ボックスです。	13,000円	個	—		
・ミュワン サージカルボックスII	ツールを滅菌する際に用います。耐熱プラスチック製なので持ち運びにも便利です。	55,000円	個	—		
・ミュワン HA インプラント	高度管理医療機器 歯科用骨内インプラント材	35,000円	個	22100BZX00050000		

(※DLC:ダイヤモンドライクカーボン)