

必要事項 必ずご記入ください。

(発注日 年 月 日)

(ふりがな)	(ふりがな)
貴院名	ご担当者名
ご住所	ご連絡先
〒	TEL
	FAX

品名	定価(税抜)	注文数量	説明	承認/認証/届出番号
／ ● テクニカ サージカルパー 141RF/014 (1.4mmラウンドパー)	5,000		埋入部位の骨面へのマーキングに使用します。	13B2X00094000120
／ ● テクニカ サージカルパー 141RF/018 (1.8mmラウンドパー)	5,000			
／ ● テクニカ サージカルパー 141RF/025 (2.5mmラウンドパー)	5,000			
／ ● テクニカ サージカルパー 164RF/014 (1.4mmリンデマンボンカッター)	4,500		埋入部位の皮質骨を貫通穿孔する際に使用します。	
／ ● テクニカ サージカルパー 164RF/018 (1.8mmリンデマンボンカッター)	4,500			
／ ● ミューワンHAツール DLCツイストドリル 20S	12,000		パイロットホール形成に使用します。ショートサイズ。	225AKBZX00160000
／ ● ミューワンHAツール DLCツイストドリル 20L	12,000		パイロットホール形成に使用します。ロングサイズ。	
／ ● ミューワンHAツール 2P DLCステップドリル 2029S	14,000		骨を穿孔形成するドリルです。ショートサイズ。	
／ ● ミューワンHAツール 2P DLCステップドリル 2933S	14,000			
／ ● ミューワンHAツール 2P DLCステップドリル 3338S	14,000			
／ ● ミューワンHAツール 2P DLCステップドリル 3845S	14,000		骨を穿孔形成するドリルです。ロングサイズ。	
／ ● ミューワンHAツール 2P DLCステップドリル 2029L	14,000			
／ ● ミューワンHAツール 2P DLCステップドリル 2933L	14,000			
／ ● ミューワンHAツール 2P DLCステップドリル 3338L	14,000		硬い骨を削るときにステップドリルの次に使用します。ショートサイズ。	
／ ● ミューワンHAツール 2P DLCステップドリル 3845L	14,000			
／ ● ミューワンHAツール 2P DLCステップドリル 50L	14,000			
／ ● ミューワンHAツール 2P DLCコーチカルドリル 34S	14,000		硬い骨を削るときにステップドリルの次に使用します。ロングサイズ。	
／ ● ミューワンHAツール 2P DLCコーチカルドリル 38S	14,000			
／ ● ミューワンHAツール 2P DLCコーチカルドリル 43S	14,000			
／ ● ミューワンHAツール 2P DLCコーチカルドリル 50S	14,000		硬い骨を削るときにステップドリルの次に使用します。ロングサイズ。	
／ ● ミューワンHAツール 2P DLCコーチカルドリル 34L	14,000			
／ ● ミューワンHAツール 2P DLCコーチカルドリル 38L	14,000			
／ ● ミューワンHAツール 2P DLCコーチカルドリル 43L	14,000		硬い骨を削るときにステップドリルの次に使用します。ロングサイズ。	
／ ● ミューワンHAツール 2P DLCコーチカルドリル 50L	14,000			
／ ● ミューワン ツール 2ピース フィクスチャードライバービット 34S	11,000			フィクスチャー埋入時にフィクスチャー嵌合部に接続して使用します。ショートサイズ。
／ ● ミューワン ツール 2ピース フィクスチャードライバービット 38S	11,000			
／ ● ミューワン ツール 2ピース フィクスチャードライバービット 43S	11,000			
／ ● ミューワン ツール 2ピース フィクスチャードライバービット 50S	11,000		フィクスチャー埋入時にフィクスチャー嵌合部に接続して使用します。ロングサイズ。	
／ ● ミューワン ツール 2ピース フィクスチャードライバービット 34L	11,000			
／ ● ミューワン ツール 2ピース フィクスチャードライバービット 38L	11,000			
／ ● ミューワン ツール 2ピース フィクスチャードライバービット 43L	11,000		フィクスチャー埋入時にフィクスチャー嵌合部に接続して使用します。ショートサイズ。	
／ ● ミューワン ツール 2ピース フィクスチャードライバービット 50L	11,000			
／ ● ミューワン ツール 2ピース フィクスチャードライバー 34S	15,000			フィクスチャー埋入時にフィクスチャー嵌合部に接続して使用します。ドライバーハンドル一体型。ショートサイズ。
／ ● ミューワン ツール 2ピース フィクスチャードライバー 38S	15,000			
／ ● ミューワン ツール 2ピース フィクスチャードライバー 43S	15,000			
／ ● ミューワン ツール 2ピース フィクスチャードライバー 50S	15,000		フィクスチャー埋入時にフィクスチャー嵌合部に接続して使用します。ドライバーハンドル一体型。ロングサイズ。	
／ ● ミューワン ツール 2ピース フィクスチャードライバー 34L	15,000			
／ ● ミューワン ツール 2ピース フィクスチャードライバー 38L	15,000			
／ ● ミューワン ツール 2ピース フィクスチャードライバー 43L	15,000		フィクスチャー埋入時にフィクスチャー嵌合部に接続して使用します。ドライバーハンドル一体型。ロングサイズ。	
／ ● ミューワン ツール 2ピース フィクスチャードライバー 50L	15,000			

製造販売元 **山八歯材工業株式会社** 〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄 54-1
TEL: 0533-57-7121

必要事項をご記入の上、下記までFAXしてください。

FAX 03-3295-3452

- ・ご注文は、なるべく手術予定日の1週間前までに頂きますようお願い申し上げます。
- ・PM1:00迄に頂いたご注文は当日発送致します。それ以降は翌営業日の発送になります。
- ・ストレートアパットメント・アングラアパットメント15°を使用する場合、クサビ嵌合を解除させるアパットメントリムーバー(各7,000円)が必要となります。
- ・表示価格は消費税抜き価格です。

2015年5月作成