

































必要事項

必ずご記入ください。

(発注日 年 月 日)

(ふりがな)	(ふりがな)
貴院名	ご担当者名
ご住所 〒	ご連絡先 TEL FAX

品名	定価(税抜)	注文数量	説明	承認/認証/届出番号
 • ミュウワン ツール 2ピース フィクスチャーヘッドホルダートルクレンチ用	15,000		フィクスチャーヘッドに装着し、トルクレンチを用いてリカバリー埋入するのに使用します。	
 • ミュウワン ツール 2ピース トルクレンチ	45,000		スクリュー締結時などのトルクを計るのに使用します。	
 • ミュウワン ツール 2ピース ドライバーハンドル	17,000		トルクレンチと接続してフィクスチャードライバービットや1.3Hexドライバービットを使用します。	
 • ミュウワン ツール 2ピース インプラントサポート	14,000		インプラント埋入時、後フィクスチャーヘッドを外す際のサポートに使用します。	
 • ミュウワン ツール 2ピース 1.3Hexドライバービット S	8,000		ドライバーハンドル、コントラ接続使用可能。ショートサイズ (24mm)	
 • ミュウワン ツール 2ピース 1.3Hexドライバービット L	8,000		ドライバーハンドル、コントラ接続使用可能。ロングサイズ (32mm)	
 • ミュウワン ツール 2ピース 1.3Hexドライバー S	12,000		ドライバーハンドル一体型。ショートサイズ (20mm)	
 • ミュウワン ツール 2ピース 1.3Hexドライバー L	12,000		ドライバーハンドル一体型。ロングサイズ (31mm)	23B1X10001A58035
 • ミュウワン ツール 2ピース ポジショニングゲージ 2029	5,000		インプラント埋入窩の深さ及び方向の確認に使用します。	
 • ミュウワン ツール 2ピース ポジショニングゲージ 2933	5,000			
 • ミュウワン ツール 2ピース ポジショニングゲージ 3338	5,000			
 • ミュウワン ツール 2ピース ポジショニングゲージ 3845	5,000			
 • ミュウワン ツール 2ピース アパットメントリムーバー 34 / 38	7,000		くさび嵌合したアパットメントを解除する際に使用します。(1.3Hexでアパットメントスクリューを除去後使用します。) 34.38mm兼用。	
 • ミュウワン ツール 2ピース アパットメントリムーバー 43	7,000		くさび嵌合したアパットメントを解除する際に使用します。(1.3Hexでアパットメントスクリューを除去後使用します。) 43mm用。	
 • ミュウワン ツール 2ピース アパットメントリムーバー 50	7,000		くさび嵌合したアパットメントを解除する際に使用します。(1.3Hexでアパットメントスクリューを除去後使用します。) 50mm用。	
 • ミュウワン ツール 2ピース サージカルボックス 2P	55,000		ツールを滅菌する際に用います。	-
 • ミュウワン ツール 2ピース DLCボーンプロファイルバー 34	14,000		二次オペ時、フィクスチャー辺縁上部の骨を形成します。	
 • ミュウワン ツール 2ピース DLCボーンプロファイルバー 38	14,000			
 • ミュウワン ツール 2ピース DLCボーンプロファイルバー 43	14,000			
 • ミュウワン ツール 2ピース DLCボーンプロファイルバー 50	14,000			
 • ミュウワン ツール 2ピース カバースクリューボーンミル 34	25,000		二次オペ時、カバースクリュー上部の骨を除去するのに使用します。	23B1X10001A58035
 • ミュウワン ツール 2ピース カバースクリューボーンミル 38	25,000			
 • ミュウワン ツール 2ピース カバースクリューボーンミル 43	25,000			
 • ミュウワン ツール 2ピース カバースクリューボーンミル 50	25,000			
 • ミュウワン ツール 2ピース フィクスチャーヘッドホルダ レンチ用	9,000		フィクスチャーヘッドに装着してミュウワンレンチを用いてインプラントを埋入する際に使用します。	
 • ミュウワン レンチ (1ピース共用)	11,000		インプラント埋入時、フィクスチャーヘッドにフィクスチャーヘッドホルダーレンチ用と組み合わせて使用します。	23B1X10001A58009
 • ミュウワン フィクサーエクステンション (1ピース共用)	8,500		フィクスチャーヘッドホルダーレンチ用に装着し、隣在歯に干渉する際に使用します。	23B1X10001A58017
 • ミュウワン フィクサージョイント (1ピース共用)	4,000		フィクスチャーヘッドホルダーレンチ用に装着し、コントラでの使用が可能です。	23B1X10001A58019
 • ミュウワン ドリルドライバー (1ピース共用)	13,000		ドリル、フィクサージョイントなどコントラシャングの付いた器具を装着し、手回しに使用します。	23B1X10001A58031
 • ミュウワン ツールⅡドリルエクステンション (1ピース共用)	11,000		ドリルやフィクサージョイントの長さを延ばしたいときに使用します。	23B1X10001A58025
 • インプラント・ドリルチェッカー	18,000		ドリルの直径、長さの確認するのに使用します。	-
 • テクニカ 歯肉ゲージ	12,000		歯肉の厚さを計るのに使用します。	13B2X00094000092